



**Durée d'un petit cylindre d'oxygène (grosneur E)  
Duration of a Small Oxygen Cylinder (E-Size)**

		Pression du cylindre (livres par pouce carré)/Cylinder Pressure (PSI)						<b>Remplacer cylindre si pression moins que 500 livres par pouce carrée)/ Replace the Cylinder if pressure is below 500 PSI</b>
Débit (litres par minute)/ Flow (lpm)	2200	2000	1500	1000	800	600	500	
1	10h, 15mins	9h, 20mins	7h	4h, 39mins	3h, 43mins	2h, 48mins	2h, 19mins	
2	5h, 8mins	4h, 40mins	3h, 25mins	2h, 19mins	1h, 51mins	1h, 24mins	1h, 9mins	
3	3h, 25mins	3h, 7mins	2h, 20mins	1h, 33mins	1h, 14mins	56mins	46mins	
4	2h, 34mins	2h, 20mins	1h, 45mins	1h, 9mins	56mins	42mins	35mins	
5	2h, 3mins	1h, 51mins	1h, 24mins	56mins	44mins	33mins	28mins	
6	1h, 42mins	1h, 33mins	1h, 9mins	46mins	37mins	28mins	23mins	
7	1h, 28mins	1h, 20mins	1h	40mins	32mins	24mins	20mins	
8	1h, 17mins	1h, 9mins	52mins	35mins	28mins	21mins	17mins	
10	1h, 1min	56mins	42mins	28mins	22mins	16mins	14mins	

Formula source: Respiratory Care Equipment, 2nd Ed.

